

Declaração

Assunto: Transporte aéreo de Scooters motorizados modelos Scott S, Scott e Scott XL bateria de válvula regulada AGM

Ottobock do Brasil
Técnica Ortopédica Ltda

Alameda Maria Tereza, 4036
Dois Córregos
13.278-181 – Valinhos/ SP
Fone: (19) 3729-3500

servicos@ottobock.com.br
www.ottobock.com.br

Declaramos a quem possa interessar, que os scooters motorizados modelos Ottobock equipados com baterias com válvula regulada AGM podem ser transportados em aeronaves de passageiros ou aeronaves de carga, e sempre deve-se obedecer as determinações da IATA (International Air Transport Association).

— Baterias novas e gastas estão isentas de todos os ADR/RID (disposição especial 598). As baterias estão isentas dos regulamentos da DG e classificadas como “bateria não derramável”. Nossas baterias não derramáveis não estão sujeitas aos regulamentos da DG, pois atendem aos requisitos das Instruções de Embalagem 872 da Provisão Especial A67.

Para mais informações, recomendamos o acesso ao site www.iata.org. A Ottobock recomenda o contato direto com a companhia aérea antes do voo para obter informações sobre as determinações especiais de transporte.

Indicações contra danos devido a transporte incorreto

Para o transporte, utilize apenas equipamentos de elevação de dimensões suficientes. Fixe o scooter motorizado com os regulamentos relativos ao meio auxiliar de transporte utilizado. Prenda as cintas tensoras apenas nos respectivos olhais de fixação.

Desligue o comando da cadeira de rodas motorizada ao transportá-la em plataformas de elevação ou elevadores.

Trave o freio.

Atenciosamente.

DocuSigned by:

Guilherme Barbosa

114A428C86C546D

Guilherme Barbosa

Engenheiro de Manutenção.
CREA: 5069644425